

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Ddx4 (Vasa) Pour Wb - Q9Nqi0

Numéro d'article: CM0004162

Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-DDX4 (VASA) de haute qualité validé pour WB, IP, IF-P, IHC-P et ELISA ; réagit croisé avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le développement des cellules germinales et la spermatogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DDX4 Lapin mAb
Remarques/Alias	VASA
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	54514
ID de gène	54514
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 635-724 de la DDX4 humaine (NP_077726.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NQI0
Poids de la protéine	79kDa
Expédition	Sac de glace