

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ddx43 Pour Wb Et Elisa - Q9Nxz2

Numéro d'article: CM0020724

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre DDX43 (CT13/HAGE), validé pour le Western blot et l'ELISA. Convient aux échantillons humains, de souris et de rat. Détecte une hélicase ARN dépendante de l'ATP de 73 kDa avec une expression d'antigène cancer/testicule. Idéal pour la recherche en oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DDX43 Lapin pAb
Remarques/Alias	CT13 ; HAGE ; DDX43
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	55510
GeneID	55510
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 429-648 de la DDX43 humaine (NP_061135.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q9NXZ2
Poids de la protéine	73kDa
Expédition	Sac de glace