


Anticorps Polyclonal Anti-Ddx46 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q7L014

Numéro d'article: CM0025114



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine humaine DDX46 (PRP5/PRPF5), une hélicase à ARN du spliceosome. Validé pour WB, IHC-P, ELISA ; réagit avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour la recherche sur l'assemblage du spliceosome et l'épissage des pré-ARNm.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DDX46 Rabbit pAb
Remarques/Alias	Prp5; PRPF5; DDX46
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9879
GeneID	9879
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q7L014
Poids moléculaire protéique	117kDa
Expédition	Sac de glace