


Anticorps Polyclonal Anti-Ddx47 Pour Wb, Elisa - Q9H0S4

Numéro d'article: CM0015298



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-DDX47 de qualité recherche, fiable, pour WB et ELISA, avec réactivité croisée chez l'humain, la souris et le rat. Cible les voies de biogenèse des ribosomes et d'apoptose. Idéal pour le développement de tests de DIV.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-DDX47
Remarques/alias	RRP3 ; E4-DBP ; HQ0256 ; MSTP162 ; DDX47
Espèce	Humain
GeneID (humain)	51202
GeneID	51202
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 186-455 de DDX47 humain (NP_057439.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q9H0S4
Poids moléculaire de la protéine	51 kDa
Expédition	Sac réfrigérant