


Anticorps Polyclonal Anti-Ddx5 (P68) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P17844

Numéro d'article: CM0014109



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine DDX5 (p68) humaine, validé pour Western blot, IHC-P et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Convient aux études sur les ARN hélicases et la régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DDX5 Rabbit pAb
Remarques / Alias	p68, HLR1, G17P1, HUMP68, DDX5
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1655
GeneID	1655
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 614 de la protéine DDX5 humaine (NP_004387.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P17844
Poids de la protéine	69 kDa
Expédition	Sac de glace