

Anticorps Polyclonal Anti-Ddx5 Pour Wb, Elisa - P17844

Numéro d'article: CM0029430



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la DDX5 humaine (p68 RNA hélicase), validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée avec la souris. Idéal pour l'étude de la régulation transcriptionnelle, de l'épissage et des rythmes circadiens. SWISS : P17844.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	DDX5 Rabbit pAb
Remarques / Alias	p68; HLR1; G17P1; HUMP68; DDX5
Espèce	Humaine
ID du gène (Humain)	1655
ID du gène	1655
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-614 de la DDX5 humaine (NP_004387.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P17844
Poids de la protéine	69 kDa
Expédition	Sac de glace