


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Ddx5 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P17844

Numéro d'article: CM0002099



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin hautement spécifique ciblant DDX5 (hélicase p68), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA avec réactivité croisée chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour le développement de tests IVD, la recherche sur la régulation transcriptionnelle et l'épissage.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DDX5 Rabbit mAb
Remarques / Alias	p68; HLR1; G17P1; HUMP68; DDX5
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	1655
ID du gène	1655
Immunogène	Peptide synthétique
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P17844
Poids de la protéine	69 kDa
Expédition	Sac de glace