

Anticorps Polyclonal Anti-Ddx56 Pour Wb, Elisa - Q9Ny93

Numéro d'article: CM0025664

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la DDX56 humaine, validé pour WB et ELISA. Convient aux études sur la biogenèse des ribosomes, l'immunité innée et la recherche sur les infections virales. Réagit avec l'homme et le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DDX56 Rabbit pAb
Remarques / Alias	DDX21; DDX26; NOH61; DDX56
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	54606
GeneID	54606
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 318-547 de la DDX56 humaine (NP_061955.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q9NY93
Poids de la protéine	62kDa
Expédition	Sac de glace