


Anticorps Polyclonal Anti-Ddx6 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P26196

Numéro d'article: CM0024127



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre DDX6, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Convient pour l'étude des corps P, du décapage de l'ARNm et de la régulation de l'autophagie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DDX6 Lapin pAb
Remarques/Alias	P54; RCK; HLR2; IDDILF; Rck/p54; DDX6
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	1656
ID de gène	1656
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 384-483aa de DDX6 humain (NP_001244120.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISSL	P26196
Poids de la protéine	54kDa
Expédition	Sac de glace