

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Décorine Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P07585

Numéro d'article: CM0006648

Introduction

Découvrez notre anticorps monoclonal lapin spécifique contre la décorine humaine, adapté aux applications WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'Humain et le Rat. Outil essentiel pour l'étude de la biologie de la matrice extracellulaire et de la fonction des protéoglycanes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du Produit	Décorine Lapin mAb
Remarques/Alias	CSCD; PG40; PGII; PGS2; DSPG2; SLRR1B
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1634
GeneID	1634
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 31-359 de la décorine humaine (NP_001911.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Rat
SWISS	P07585
Poids Moléculaire	40kDa
Expédition	Sac de glace