


Anticorps Polyclonal Anti-Defa1 Pour Wb, If/Cci, Elisa - P59665

Numéro d'article: CM0027109



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la défensine 1 des neutrophiles humains (DEFA1/HNP-1). Adapté pour WB, IF/CCI, ELISA. Réaction croisée avec l'humain, la souris et le rat. Conçu pour les études sur l'immunité innée et la défense antimicrobienne.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DEFA1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	HP1; MRS; DEF1; HP-1; DEFA2; HNP-1; DEFA1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1667
GeneID	1667
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-94 de la DEFA1 humaine (NP_004075.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P59665
Poids de la protéine	10 kDa
Expédition	Sac de glace