


Anticorps Polyclonal Anti-Defa5/Defensin Alpha 5 Pour Wb, Elisa - Q01523

Numéro d'article: CM0018950



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le DEFA5 humain (Defensin alpha 5), adapté pour le transfert Western (Western blotting) et l'ELISA. Validé pour l'espèce humaine, cet anticorps détecte un peptide antimicrobien d'environ 10 kDa impliqué dans la défense immunitaire innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DEFA5 Lapin pAb
Remarques/Alias	DEF5; HD-5; DEFA5
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1670
GeneID	1670
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-94 du DEFA5 humain (NP_066290.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q01523
Poids de la protéine	10kDa
Expédition	Sac de glace