

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Defb121 Pour If-P, Ihc-P, Elisa - Q5J5C9

Numéro d'article: CM0015744

Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin DEFB121 validé pour IF-P, IHC-P, ELISA. Réagit croisé avec Humain, Souris, Rat. Cible la bêta-défensine 121, un peptide antimicrobien du tractus reproducteur masculin. Idéal pour la recherche en immunologie de la reproduction.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	DEFB121 Lapin pAb
Remarques/Alias	DEFB21; ESC42RELC; DEFB121
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	245934
ID de Gène	245934
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-76 de la DEFB121 humaine (NP_001011878.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q5J5C9
Poids Protéique	8kDa
Expédition	Sac de glace