

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Defb132 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q7Z7B7

Numéro d'article: CM0012855

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le DEFB132 humain (bêta-défensine 132), validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Reconnaît un peptide antimicrobien sécrété impliqué dans l'immunité innée. Idéal pour la recherche sur les défensines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb de Lapin Anti-DEFB132
Remarques/Alias	BD-32; DEFB32; HEL-75; UNQ827; DEFB-32; KFLL827; DEFB132
Espèce	Humain
ID du Gène	400830
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-95 du DEFB132 humain (NP_997352.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q7Z7B7
Poids Moléculaire	11kDa
Livraison	Sac de glace