

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Defb132 Pour Wb/Elisa - Q7Z7B7

Numéro d'article: CM0017278

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la bêta-défensine 132 humaine (DEFB132, BD-32). Convient pour WB et ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris. Protéine de 11 kDa. Idéal pour la recherche sur les peptides antimicrobiens.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DEFB132 Lapin pAb
Remarques/Alias	BD-32; DEFB32; HEL-75; UNQ827; DEFB-32; KFLL827; DEFB132
Espèce	Humain
ID de gène	400830
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q7Z7B7
Poids moléculaire	11kDa
Expédition	Sac de glace