

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Defb4A (Beta-Defensine 2) Pour Wb, If-P, Elisa - O15263

Numéro d'article: CM0026452



### Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin anti-DEFB4A pour WB, IF-P, ELISA cible la bêta-défensine 2 humaine (BD-2), un peptide antimicrobien. Idéal pour la recherche sur l'immunité innée et les infections.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                    | Valeur                                                                                                                        |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit               | DEFB4A Rabbit pAb                                                                                                             |
| Remarques / Alias            | BD-2, SAP1, DEFB2, DEFB4, HBD-2, DEFB-2, DEFB102                                                                              |
| Espèce                       | Humain                                                                                                                        |
| Identifiant du gène (humain) | 1673                                                                                                                          |
| Immunogène                   | Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 à 64 de la DEFB4A humaine (NP_004933.1). |
| Origine                      | Lapin                                                                                                                         |
| Catégorie                    | Anticorps polyclonaux                                                                                                         |
| Application                  | WB, IF-P, ELISA                                                                                                               |
| Réactivité croisée           | Humain                                                                                                                        |
| SWISS                        | O15263                                                                                                                        |
| Poids de la protéine         | 7 kDa                                                                                                                         |
| Expédition                   | Sac de glace                                                                                                                  |