

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Degs1 Pour Wb, Elisa - O15121

Numéro d'article: CM0013284

Introduction

Cet anticorps polyclonal de lapin anti-DEGS1 détecte le DEGS1 humain, une sphingolipide delta(4)-désaturase cruciale pour la conversion de la sphinganine en sphingosine. Validé pour les applications de Western blot et ELISA. Idéal pour la recherche métabolique et neurologique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DEGS1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	MLD ; DEGS ; DES1 ; Des-1 ; FADS7 ; HLD18 ; MIG15 ; DEGS-1 ; DEGS1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	8560
GeneID	8560
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 234-323 du DEGS1 humain (NP_003667.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O15121
Poids protéique	38 kDa
Expédition	Sac de glace