

Anticorps Polyclonal Anti-Delta-Sarcoglycane (Sgcd) Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q92629

Numéro d'article: CM0015916

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la delta-sarcoglycane humaine (SGCD), validé pour WB, IF/ICC, ELISA, et présentant une réactivité croisée avec la souris et le rat. Convient aux études du complexe des sarcoglycanes et du complexe dystrophine-glycoprotéines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Delta-sarcoglycane (SGCD), pAb de lapin
Remarques/Alias	SGD; DAGD; 35DAG; CMD1L; SGCDP; LGMDR6; SG-delta; Delta-sarcoglycane (SGCD)
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	6444
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 61-290 de la delta-sarcoglycane humaine (NP_000328.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q92629
Poids moléculaire	32 kDa
Expédition	Sac de glace