

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Delta-Sarcoglycan (Sgcd) Pour Wb, Elisa - Q92629

Numéro d'article: CM0010258

Introduction

Anticorps monoclonal lapin recombinant contre la Delta-sarcoglycan (SGCD) validé pour WB et ELISA. Détecte la SGCD humaine et murine (~32 kDa). Idéal pour les études sur la dystrophie musculaire et l'intégrité du sarcolemme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Delta-sarcoglycan (SGCD) Lapin mAb
Remarques/Alias	SGD; DAGD; 35DAG; CMD1L; SGCDP; LGMDR6; SG-delta; Delta-sarcoglycan (SGCD)
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	6444
ID de Gène	6444
Immunogène	Peptide Synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 190-289 de la Delta-sarcoglycan humaine (SGCD) (Q92629).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q92629
Poids Protéique	32kDa
Expédition	Sac de glace