

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Delta-Sarcoglycan (Sgcd) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q92629

Numéro d'article: CM0026927

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le delta-sarcoglycan humain (SGCD), validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur le complexe de la sarcoglycane et les dystrophies musculaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Delta-sarcoglycan (SGCD) Lapin pAb
Remarques/Alias	SGD; DAGD; 35DAG; CMD1L; SGCDP; LGMDR6; SG-delta; Delta-sarcoglycan (SGCD)
Espèce	Humain
GeneID	6444
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 61-290 du Delta-sarcoglycan humain (SGCD) (NP_000328.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q92629
Poids moléculaire	32kDa
Expédition	Sac de glace