

Anticorps Monoclonal Anti-Denn (Madd) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Wxg6

Numéro d'article: CM0002281

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la protéine humaine DENN (MADD), validé pour les applications WB, IHC-P et ELISA, avec réactivité croisée chez la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le trafic synaptique, la voie MAPK et l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-DENN
Remarques/Alias	DENN ; IG20 ; DEEAH ; RabGEF ; NEDDISH ; RAB3GEP
Espèce	Humain
GeneID (humain)	8567
GeneID	8567
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1548-1647 de la protéine DENN humaine (Q8WXG6).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8WXG6
Poids de la protéine	183 kDa
Expédition	Sac de glace