

Anticorps Polyclonal Anti-Dennd4A Pour Wb Et Elisa - Q7Z401

Numéro d'article: CM0015754

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre DENND4A (MYCPBP) pour WB et ELISA. Réagit également avec les protéines humaines et murines. Cible une protéine d'environ 209 kDa. Convient aux études de régulation du promoteur de MYC et de signalisation de RAB10.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DENND4A Rabbit pAb
Remarques/Alias	IRLB ; MYCPBP ; DENND4A
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	10260
ID du gène	10260
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1500-1650 de la protéine DENND4A humaine (NP_005839.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, murine
SWISS	Q7Z401
Poids moléculaire	209 kDa
Expédition	Poche de glace