


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dermcidin (Dcd) Pour Wb, Elisa - P81605

Numéro d'article: CM0026526



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le Dermcidin humain (DCD), validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Soutient la recherche sur les peptides antimicrobiens et les biomarqueurs du cancer. Immunogène : aa 20-110. Poids de la protéine : 11kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DCD Lapin pAb
Remarques/Alias	PIF; AIDD; DSEP; HCAP; DCD-1; DCD
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	117159
GeneID	117159
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-110 du DCD humain (NP_444513.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P81605
Poids de la protéine	11kDa
Expédition	Sac de glace