

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Desmine Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P17661

Numéro d'article: CM0011567

Introduction

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Desmine validé pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA chez l'humain, la souris, le rat. La desmine est un filament intermédiaire de type III essentiel pour la structure musculaire. Idéal pour la recherche sur le muscle squelettique et cardiaque.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Desmine Lapin mAb
Remarques/Alias	CSM1; CSM2; CDCD3; LGMD1D; LGMD1E; LGMD2R; Desmine
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1674
GeneID	1674
Immunogène	Peptide Synthétique (Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 371-470 de la desmine humaine (P17661).)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P17661
Poids Protéique	54 kDa
Expédition	Sac de glace