

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Desmine Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P17661

Numéro d'article: CM0014100

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-desmine de haute qualité adapté aux applications WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Réactivité croisée avec des échantillons humains, de souris et de rat. Matière première IVD pour la recherche utilisée pour étudier l'intégrité des sarcomères et des filaments intermédiaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Desmin Rabbit pAb
Remarques / Alias	CSM1; CSM2; CDCD3; LGMD1D; LGMD1E; LGMD2R; Desmine
Espèce	Humain
GeneID (humain)	1674
GeneID	1674
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 90 de la desmine humaine (NP_001918.3)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P17661
Poids de la protéine	54 kDa
Expédition	Sac de glace