


Anticorps Monoclonal Anti-Desmocollin 1 Pour Wb, Elisa - Q08554

Numéro d'article: CM0007242



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin dirigé contre la desmocollin 1, validé pour WB et ELISA. Réagit avec les protéines humaines et de rat. Idéal pour la recherche sur l'adhésion cellulaire et les desmosomes. SWISS : Q08554.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-Desmocollin 1
Remarques/alias	CDHF1 ; DG2/DG3 ; Desmocollin 1
Espèce	Humaine
GenelD (humain)	1823
GenelD	1823
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Rat
SWISS	Q08554
Poids moléculaire de la protéine	100 kDa
Expédition	Sac réfrigérant