

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Desmocolline 3 Pour Wb, Elisa - Q14574

Numéro d'article: CM0003041

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-desmocolline 3, obtenu contre un peptide synthétique (aa 797-896 de Q14574 humain), validé pour WB et ELISA. Convient à l'étude de l'adhésion desmosomiale et de la fonction de barrière épidermique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Desmocollin 3 mAb de lapin
Remarques / Alias	DSC; DSC1; DSC2; DSC4; CDHF3; HT-CP; Desmocolline 3
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	1825
Identifiant du gène	1825
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 797-896 de la desmocolline 3 humaine (Q14574).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q14574
Poids de la protéine	100 kDa
Expédition	Sac de glace