


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Desmogleine 2 Pour Wb, Elisa - Q14126

Numéro d'article: CM0005152



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-desmogleine 2 (Q14126) de haute qualité, validé pour WB et ELISA. Détecte la desmogleine 2 humaine, une cadhérine desmosomale impliquée dans l'adhésion cellulaire et la signalisation. Idéal pour la recherche sur les jonctions cellulaires et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Desmogleine 2 mAb lapin
Remarques/Alias	HDGC; CDHF5; Desmogleine 2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1829
GeneID	1829
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1001-1118 de la desmogleine 2 humaine (Q14126)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q14126
Poids de la protéine	122 kDa
Expédition	Sac de glace