

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Desmogl  ine 3 Pour Wb Et Elisa - P32926

Num  ro d'article: CM0004091



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-Desmogl  ine-3 pour WB et ELISA. Reconna  t la Desmogl  ine-3 humaine (P32926), une cadh  rine desmosomale cl   pour l'adh  sion des k  ratinocytes. Id  al pour les   tudes sur le pemphigus, les jonctions cellulaires et la recherche sur la barri  re   pith  liale.

[En savoir plus](#)

Param��tre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-Desmogl��ine 3
Remarques/Alias	PVA ; ABOLM ; CDHF6 ; Desmogl��ine 3
Esp��ce	Humain
Identifiant du g��ne (Humain)	1830
Identifiant du g��ne	1830
Immunog��ne	Un peptide synth��tique correspondant �� une s��quence situ��e entre les acides amin��s 900 et 999 de la Desmogl��ine 3 humaine (P32926).
Source	Lapin
Cat��gorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
R��activit�� crois��e	Humain
SWISS	P32926
Poids mol��culaire de la prot��ine	108 kDa
Exp��dition	Sac de glace