


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Desmogleïne 3 Pour Wb Et Elisa - P32926

Numéro d'article: CM0028789



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la desmogleïne 3 humaine (DSG3, PVA). Validé pour Western blot (WB) et ELISA. Adapté pour l'étude de la biologie des desmosomes, l'adhésion cellulaire et le pemphigus vulgaire. Immunogène recombinant (aa 749-999).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Desmogleïne 3 Rabbit pAb
Remarques / Alias	PVA; ABOLM; CDHF6; Desmogleïne 3
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	1830
GeneID	1830
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 749-999 de la desmogleïne 3 humaine (NP_001935.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P32926
Poids de la protéine	108 kDa
Expédition	Sac de glace