


Anticorps Monoclonal Anti-Desmogl  ine 3/Pva Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P32926

Num  ro d'article: CM0009213



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant les acides amin  s 50-615 de la Desmogl  ine-3 humaine (DSG3, PVA), valid   pour WB, IHC-P et ELISA. Recherche sur l'adh  sion des desmosomes, l'autoantig  ne du pemphigus vulgaire et la biologie du follicule pileux.

[En savoir plus](#)

Param��tre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-Desmogl��ine 3/PVA
Remarques/Alias	PVA ; ABOLM ; CDHF6 ; DSG3
Esp��ce	Humain
GeneID (humain)	1830
GeneID	1830
Immunog��ne	Prot��ine de fusion recombinante contenant une s��quence correspondant aux acides amin��s 50-615 de la Desmogl��ine 3/PVA humaine (NP_001935.2)
Source	Lapin
Cat��gorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
R��activit�� crois��e	Humain
SWISS	P32926
Poids mol��culaire prot��ique	108 kDa
Exp��dition	Sac de glace