


Anticorps Polyclonal Anti-Desmoplakine Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P15924

Numéro d'article: CM0025907



Introduction

Validez l'expression de la desmoplakine avec cet anticorps polyclonal de lapin. Adapté pour WB, IHC-P, ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Étudiez les jonctions desmosomiques, l'adhésion cellulaire et la biologie de la peau/du cœur. Cible : P15924.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Desmoplakine pAb de lapin
Remarques/Alias	DP ; DCWHKTA ; Desmoplakine
Espèce	Humain
GenelD (humain)	1832
GenelD	1832
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P15924
Poids de la protéine	332 kDa
Expédition	Sachet isotherme