


Anticorps Polyclonal Anti-Desmoplakine Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P15924

Numéro d'article: CM0015647



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la Desmoplakine, validé pour Western blot, IHC-P et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Poids moléculaire cible : 332 kDa. Idéal pour la recherche sur les desmosomes et l'adhésion cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Desmoplakine pAb Lapin
Remarques/Alias	DP ; DCWHKTA ; Desmoplakine
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1832
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 2609-2830 de la Desmoplakine humaine (NP_004406.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P15924
Poids moléculaire de la protéine	332 kDa
Expédition	Sac de glace