

Anticorps Polyclonal Anti-Det1 Pour Wb Et Elisa - P48732

Numéro d'article: CM0019278

Introduction

Cet anticorps polyclonal de lapin cible DET1 d'Arabidopsis thaliana, un régulateur clé de la transduction des signaux lumineux et de la photomorphogenèse. Validé pour la WB et l'ELISA, il est idéal pour les études du développement végétal et la recherche sur les voies d'ubiquitination.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DET1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	ATDET1; DE-ETIOLATED 1; FUS2; FUSCA 2; T9A4.17; DET1
Espèce	Arabidopsis thaliana
GeneID	826609
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 350 et 450 de DET1 d'Arabidopsis thaliana (NP_192756.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Arabidopsis thaliana
SWISS	P48732
Poids moléculaire	62 kDa
Expédition	Sac réfrigérant