

Anticorps Polyclonal Anti-Det1 Pour Wb, Elisa - Q7L5Y6

Numéro d'article: CM0028985



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-DET1 pour WB et ELISA ; réactif croisé avec l'humain, la souris, le rat. DET1 est un composant du complexe ligase E3 impliqué dans la dégradation de JUN. Idéal pour la recherche sur l'ubiquitination et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Lapin DET1
Remarques/Alias	DET1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	55070
GeneID	55070
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 15-240 de DET1 humain (NP_060466.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q7L5Y6
Poids protéique	64kDa
Expédition	Sac de glace