

Anticorps Polyclonal Anti-Dexi Pour Wb, Elisa - 095424

Numéro d'article: CM0018264

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-DEXI de haute qualité, validé pour la WB et l'ELISA. Détecte la protéine humaine DEXI (MYLE, 10 kDa). Idéal pour la recherche sur les maladies cardiaques et pulmonaires ainsi que pour les études d'expression induite par la dexaméthasone.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-DEXI
Remarques/Alias	MYLE ; DEXI
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	28955
GeneID	28955
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 95 de la protéine DEXI humaine (NP_054734.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	O95424
Masse de la protéine	10 kDa
Expédition	Sac de glace