

Anticorps Polyclonal Anti-Dffa Pour Wb, Elisa - 000273

Numéro d'article: CM0016837



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-DFFA (DFF-45/ICAD) pour western blot et ELISA. Détecte le DFFA humain et murin, un inhibiteur clé de l'ADNase activée par les caspases. Idéal pour la recherche sur la mort cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DFFA Rabbit pAb
Remarques/Synonymes	DFF1 ; ICAD ; DFF-45 ; DFFA
Espèce	Humaine
ID du gène	1676
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 331 du DFFA humain (NP_004392.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, murine
SWISS	O00273
Poids de la protéine	37 kDa
Expédition	Sac de glace