


Anticorps Polyclonal Anti-Dffb Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O76075

Numéro d'article: CM0016788



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine humaine DFFB (CAD/CPAN/DFF40), adapté aux applications WB, IHC-P et ELISA. Validé sur des échantillons humains et de souris. Idéal pour la recherche sur l'apoptose et la fragmentation de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DFFB Rabbit pAb
Remarques/alias	CAD, CPAN, DFF2, DFF40, DFF-40, DFFB
Espèce	Humaine
GenelD (humain)	1677
GenelD	1677
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 109-338 de la protéine humaine DFFB (NP_004393.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris
SWISS	O76075
Poids moléculaire de la protéine	39 kDa
Expédition	Sac réfrigérant