

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dgat1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - O75907

Numéro d'article: CM0030973



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le DGAT1 humain, validé pour le WB, l'IF/ICC et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat. Convient pour les études sur la synthèse des triacylglycérols et la recherche sur le métabolisme lipidique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	DGAT1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	ARAT ; DGAT ; ARGP1 ; DIAR7 ; DGAT1
Espèce	Humain
GeneID	8694
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 201-300 du DGAT1 humain (NP_036211.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O75907
Poids Moléculaire Protéique	55 kDa
Expédition	Sac de glace