

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dgat2 Pour Wb, Elisa - Q96Pd7

Numéro d'article: CM0015877

Introduction

Cet anticorps polyclonal de lapin anti-DGAT2 est validé pour le Western blot et l'ELISA, et réagit avec la DGAT2 humaine, murine et de rat. La DGAT2 est l'acyltransférase essentielle qui catalyse l'étape terminale de la synthèse des triacylglycérols, faisant de cet anticorps un outil précieux pour les études sur le métabolisme lipidique et l'obésité.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DGAT2 Rabbit pAb
Remarques/alias	ARAT; HMFN1045; GS1999FULL; DGAT2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	84649
GeneID	84649
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 289-388 de la DGAT2 humaine (NP_115953.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q96PD7
Poids moléculaire de la protéine	44 kDa
Expédition	Sac de glace