

Anticorps Polyclonal Anti-Dgcr6L Pour Wb, Elisa - Q9By27

Numéro d'article: CM0017981

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre DGCR6L, adapté pour les applications de Western blot et ELISA. Réagit avec des échantillons humains, de souris et de rat. DGCR6L est une protéine nucléaire potentiellement impliquée dans la migration des cellules de la crête neurale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DGCR6L Lapin pAb
Remarques/Alias	DGCR6; DGCR6L
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	85359
GeneID	85359
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-220 de DGCR6L humain (NP_150282.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BY27
Poids moléculaire	25kDa
Expédition	Sac de glace