


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Dgcr8 Pour Wb, Elisa - Q8WYq5

Numéro d'article: CM0005325



Introduction

Le DGCR8 Rabbit mAb (Q8WYQ5) est un anticorps monoclonal validé pour le WB et l'ELISA, qui reconnaît le DGCR8 humain et de souris. Idéal pour la recherche sur la biogenèse des miARN et la réparation de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DGCR8 Rabbit mAb
Remarques / Alias	Gy1; pasha; DGCRK6; C22orf12; DGCR8
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	54487
GeneID	54487
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant les acides aminés 436-764 de la DGCR8 humaine (Q8WYQ5)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q8WYQ5
Poids de la protéine	86 kDa
Expédition	Sachet de glace