

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dgka Pour Wb, Elisa - P23743

Numéro d'article: CM0028211



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-DGKA pour Western blot et ELISA, validé chez l'homme, la souris et le rat. Cible la diacylglycéról kinase alpha, un régulateur clé de la signalisation DAG/PA et du métabolisme lipidique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DGKA Rabbit pAb
Remarques / Alias	DAGK; DAGK1; DGK-alpha; DGKA
Espèce	Humain
Identifiant du gène (humain)	1606
Identifiant du gène	1606
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 200 de la DGKA humaine (NP_958852.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P23743
Poids de la protéine	83 kDa
Expédition	Sac de glace