

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dgka Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P23743

Numéro d'article: CM0016205



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre DGKA, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Il reconnaît la diacylglycérol kinase alpha humaine, souris et rat, une enzyme clé qui convertit le DAG en PA. Idéal pour la recherche sur la signalisation lipidique et les cellules immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DGKA Rabbit pAb
Remarques/Alias	DAGK; DAGK1; DGK-alpha; DGKA
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	1606
ID du gène	1606
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-200 de la DGKA humaine (NP_001336.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P23743
Poids de la protéine	83 kDa
Expédition	Sac de glace