

Anticorps Monoclonal Anti-Dglucy Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q7Z3D6

Numéro d'article: CM0009400

Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin dirigé contre le DGLUCY humain (C14orf159), validé pour WB, IHC-P, ELISA. Détecte la D-glutamate cyclase endogène dans des échantillons humains et murins. Idéal pour la recherche sur le métabolisme mitochondrial.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DGLUCY Lapin mAb
Remarques/Alias	C14orf159; DGLUCY
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	80017
ID de gène	80017
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 269-616 du DGLUCY humain (NP_001095836.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q7Z3D6
Poids moléculaire	66kDa
Expédition	Sac de glace