

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dglucy Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q7Z3D6

Numéro d'article: CM0021918

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la DGLUCY humaine (C14orf159), validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réactivité croisée avec la souris. Idéal pour étudier la fonction et le métabolisme de la D-glutamate cyclase mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	DGLUCY Rabbit pAb
Remarques / Alias	C14orf159; DGLUCY
Espèce	Humaine
ID du gène (Humain)	80017
ID du gène	80017
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 269-616 de la DGLUCY humaine (NP_001095836.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, Souris
SWISS	Q7Z3D6
Poids de la protéine	66 kDa
Expédition	Sac isotherme