


Anticorps Polyclonal Anti-Dguok Pour Wb, Elisa - Q16854

Numéro d'article: CM0026076



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la désoxyguanosine kinase mitochondriale (DGUOK) pour les applications WB et ELISA. Validé sur des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur la synthèse de l'ADN mitochondrial et le métabolisme des nucléosides.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DGUOK Lapin pAb
Remarques/Alias	dGK; NCPH; NCPH1; PEOB4; MTDP53; DGUOK
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	1716
ID de gène	1716
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 40-277 de la DGUOK humaine (NP_550438.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q16854
Poids moléculaire	32kDa
Expédition	Sac de glace