


Anticorps Polyclonaux Anti-Dhfr Pour Wb - P00374

Numéro d'article: CM0018820



Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin anti-DHFR détecte le DHFR humain et de souris en WB, IF/ICC et ELISA. Clé pour la recherche sur le métabolisme des folates et la biosynthèse de la thymidylate.

[En savoir plus](#)

Spécification	Détails
Nom du Produit	DHFR Lapin pAb
Remarques/Alias	DYR, DHFR1, DHFRP1, DHFR
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	1719
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant les acides aminés 1-187 du DHFR humain (NP_000782.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	P00374
Poids Protéique	21kDa
Expédition	Sac de glace