

Anticorps Polyclonal Anti-Dhodh Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q02127

Numéro d'article: CM0027835



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-DHODH validé pour WB, IHC-P et ELISA. Détecte la dihydroorotate déshydrogénase humaine, murine et ratine, une enzyme mitochondriale clé dans la biosynthèse de novo des pyrimidines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	DHODH Lapin pAb
Remarques/Alias	URA1; POADS; DHodehase; DHODH
Espèce	Humain
GeneID (humain)	1723
GeneID	1723
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 116-395 de la DHODH humaine (NP_001352.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q02127
Poids Protéique	43kDa
Expédition	Sac de glace