


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dhps Pour Wb Et Elisa - P49366

Numéro d'article: CM0029787



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin DHPS validé pour WB et ELISA contre le DHPS (41kDa) humain, murin et rat. La déoxyhypusine synthase catalyse la modification hypusine essentielle de l'eIF-5A pour la régulation de la traduction.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb de Lapin DHPS
Remarques/Alias	DS ; DHS ; MIG13 ; NEDSSWI ; DHPS
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1725
GeneID	1725
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-369 du DHPS humain (NP_001921.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P49366
Poids Moléculaire de la Protéine	41kDa
Expédition	Sac de glace